

thermo scientific



## Thermo Scientific TruNarc El Tipi Narkotik Analiz Cihazı

Saha esaslı olası narkotik, öncü ve kesici ajan testi


**BLG**  
SAVUNMA SANAYİ

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

doğrudan teması sınırlar

# TruNarc El Tipi Narkotik Analiz Cihazı

- Narkotikler, uyarıcılar, depresanlar, halüsinojenler ve analjezikler dahil yaklaşık 500 madde tanımlama kapasitesi
- Kütüphanesi, ortaya çıkan uyuşturucu tehditlerini içerecek şekilde düzenli olarak güncellenmektedir
- Çoğu madde ile doğrudan temas gerektirmez
- Olası kanıtlar için net, gerçek zamanlı sonuçlar sunar
- Davanın hızlandırılmasına yardımcı olmak için zaman ve tarih damgaları da dahil olmak üzerinde değişiklik yapılamayan otomatik kayıtlar sunar.



Emniyet Güçlerine Yardım

Zaman ve para tasarrufu sağlar



## TruNarc Yetkilileri Güvende Tutmaya Yardımcı Oluyor

Yasadışı uyuşturucu ve opioidlerin kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Fentanil ve carfentanil gibi ölümcül narkotikler kamu güvenliğini tehdit etmektedir.

Hayat kurtarmak ve kolluk kuvvetlerini korumak için yasaklı maddelerin hızlı, güvenli ve doğru bir şekilde tanımlanması gereklidir.

Thermo Scientific™ TruNarc™ Analizörü hızlıca narkotikleri tanımlar ve zaman tasarrufu sağlayarak suç laboratuvarlarındaki vakaların birikmesini azaltabilir. Bu, daha hızlı vaka çözümünü sağlar ve uyuşturucu suçlarının tedaviye daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur.





## *TruNarc: Daha doğru ve daha güvenilir testler*

Özellikler	Açıklama
Ağırlık	1.25 lb (0.570 kg)
Ebat	6.4 x 4.1 x 2.0 in. (16.26 x 10.41 x 5.10 cm)
Kütüphane	Yasaklanmış ve Kontrole tabi maddeler, kesici ajanlar ve öncüler
Yapilandırmalar	Sınırsız veya Tarama Başına Ödeme
Veri aktarma formatları	CSV, SPC, PDF, SCZ
Batarya	Şarj edilebilir dahili 3.7V pil paketi (10 saat); DC duvar adaptörü, 5V DC, 1.5A; isteğe bağlı araç şarj kiti
Çalışma Sıcaklığı	14° F to 122° F (-10° C to +50° C)
Dil Seçenekleri	İngilizce, Arapça, Çince, Çekçe, Hollandaca, Fransızca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca
Bilgisayar yönetimi	Mikro USB üzerinden USB'ye bağlı TruNarc Admin yazılımı
Reachback desteği	Kimyager uzman personel tarafından spektral analiz mevcut
Validasyon	Üçüncü taraf test sonuçları istek üzerine sunulur